



NOTE / NOTES

Sistema anticalcare Fast Clean/ Fast Clean shower

Pressione dinamica minima di utilizzo / Minimum dynamic pressure of use: 1 bar

Portata a pressione dinamica / Flow rates at dynamic pressure:
con limitatore/ with limitation system:
1-5 bar - 4 l/min

Cod. 00866/R
BODY JET

Soffioncino laterale tondo,
getto nebulizzato.

Round body spray,
nebulizer jet.

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com