

Dornbracht

Foot Bath

Stimolare la circolazione sanguina, rilassarsi e riscaldarsi? Oppure farsi massaggiare, rinfrescarsi e rianimarsi? FOOT BATH dispone di diversi scenari e funzioni comfort, preimpostati, che regolano tra loro in modo armonico l'afflusso dell'acqua, la temperatura e l'intensità degli ugelli di massaggio.

Scenari

① Relax

Lo scenario RELAX stimola la circolazione sanguina, rilassa e riscalda. Innanzitutto si immergono i piedi in poca acqua tiepida, poi lentamente aumentano sia la temperatura che la quantità d'acqua – dopo 10 minuti di trattamento si lascia il pediluvio, ci si asciuga le gambe e, se possibile, ci si distende in relax per altri 10 minuti.

② Vitalize


Lo scenario VITALIZE allenta le tensioni, rinfresca, rivitalizza. Innanzitutto si immergono i piedi in poca acqua calda, poi i 4 soffioni iniziano a massaggiare le aree dei punti riflessi con intensità crescente e a temperature variabili. A poco a poco una sensazione eccitante attraversa tutto il corpo e ne rimane a lungo la percezione anche dopo il pediluvio. Lo scenario dura 6 minuti.

Funzioni comfort

☒ ☐ Riempimento automatico

Con le funzioni comfort è possibile riempire automaticamente la vasca fino ad una altezza preimpostata (fino alle caviglie/ai polpacci). La temperatura preimpostata è di 38 °C.

Logica nei controlli



Funzioni

- Attivazione a scelta mediante pressione o rotazione.
- Indicazione di attesa: se è stata selezionata una funzione, ma non è ancora pronta per l'uso, il simbolo corrispondente a tale funzione lampeggia. Questo smette di lampeggiare quando la funzione è pronta per l'uso.
- Disattivazione di singole funzioni attive premendo o ruotando il tasto corrispondente.