



Dornbracht

Foot Bath

Chcesz pobudzić krążenie, odprężyć się i rozgrzać, czy też zależy ci na masażu, odświeżeniu i orzeźwieniu? FOOT BATH wyposażony jest w liczne zaprogramowane opcje i komfortowe funkcje, regulujące i odpowiednio dopasowujące do siebie strumień wody, temperaturę czy też intensywność działania dysz do masażu.

Scenariusze

① Relax

Scenariusz RELAX pobudza krążenie, relaksuje i rozgrzewa. Stopy zanurza się najpierw w letniej, płytkiej wodzie, następnie temperatura i poziom wody powoli wzrastają, a po 10 odprężających minutach wychodzimy z kąpeli, osuszamy nogi i w optymalnym przypadku spędzamy dodatkowe 10 minut na leżąc.

② Vitalize




Scenariusz VITALIZE uwalnia napięcia, odświeża i pobudza. Stopy zanurza się w ciepłej, płytkiej wodzie, po czym cztery dysze o wzrastającym ciśnieniu i zmiennych temperaturach rozpoczynają masaż stref refleksyjnych. Raz po raz całe ciało przenikają ożywcze odczucia, które utrzymują się jeszcze długo po zakończeniu kąpeli. Scenariusz trwa przez 6 minut.

Funkcje komfortowe

Automatyczne napełnianie

Funkcje komfortowe umożliwiają automatyczne napełnienie wanny do ustawionej uprzednio wysokości – do poziomu kostek lub łydek. Ustawiona domyślnie temperatura to 38 °C.

Logika obsługi



Funkcje

- Aktywacja przez dowolne naciśnięcie lub obrócenie.
- Symbol oczekiwania: jeżeli zostanie wybrana funkcja, która nie jest gotowa do użycia, zacznie migać odpowiedni symbol. Miganie ustanie w momencie gotowości do użycia.
- Dezaktywacja poszczególnych aktywnych funkcji przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.