




**GW04 17 01 00**

Dosificador de jabón manual



Dimensiones: ±3%

## DESCRIPCIÓN

### COMPONENTES Y MATERIALES

- Cuerpo principal – Fabricado en plástico ABS de alta resistencia. La unidad está equipada con un visor central de nivel acrílico. La capacidad de la unidad es de 1.100ml.
- Válvula – Válvula interna ABS resistente a la corrosión.
- Juego de fijaciones: Una llave para abrir la tapa, cuatro tacos de pared de 6 mm, cuatro tornillos de 4mm.

### OPERACIÓN

Para rellenar el dosificador, abrir la tapa e introducir el jabón de manos directamente. Pulsar con la mano el pulsador frontal para una dosificación de 1ml. El visor indica cuando es necesario rellenar de nuevo el dosificador.

### MONTAJE

Fije el dosificador a la pared utilizando los tornillos suministrados, a través de los orificios de la parte trasera y siempre siguiendo, paso a paso, las instrucciones de montaje que encontrará en el "Manual de instalación y montaje", proporcionado con la unidad.

## ESPECIFICACIÓN

Genwec dosificador de gel desinfectante GW04 17 01 00 para montar en la pared fabricado en ABS de alta resistencia. Debe poder contener 1.100ml y dispensar 1ml de jabón por dosificación. La unidad debe ser antivandálica, precisando de llave para la apertura de su tapa frontal. La válvula debe estar especialmente diseñada para su uso con jabones comerciales. El dosificador cuenta con una garantía limitada por parte del fabricante de 2 años en los materiales.

## RECAMBIOS

GW04 17 90 00 Válvula jabón