

## DOSIFICADORES DE JABÓN **GW04 06 04 02 Dosificador de jabón cilíndrico 300ml**



### Descripción del producto

Material: Acero inoxidable AISI304  
Recipiente interior realizado en ABS  
Funcionamiento: Manual por presión  
Acabado: Brillante  
Capacidad: 300ml  
Adosado a pared  
Válvula anti-goteo

### Especificaciones técnicas:

El dosificador de jabón de disposición vertical, está realizado íntegramente en acero inoxidable AISI304 acabado brillante. En su interior dispone de un recipiente en ABS con capacidad de llenado de jabón líquido de 300 mililitros. El llenado se realiza abriendo la tapa superior y desenroscando el tapón del recipiente de plástico que tiene en su interior, o bien, sacando el recipiente de plástico por la parte inferior mediante la pulsación de una palanca en la parte inferior trasera. El dosificador de jabón está dotado de una válvula anti-goteo. El pulsador realizado en acero inoxidable con acabado brillante es de funcionamiento manual, por presión. El montaje del mismo se realiza adosado a pared mediante dos piezas de acero inoxidable que se atornillan a la pared para introducir posteriormente los dos salientes de la parte trasera del dosificador y atornillar para quedar el dosificador anclado a las dos piezas. Admite jabón vegetal o sintético. El modelo de dosificador de jabón es GW04 06 04 02, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 - c.p: 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. [www.genwec.com](http://www.genwec.com).

### Características técnicas

#### Especificaciones del producto


Tipo de material: Acero inoxidable AISI 304  
Acabado exterior brillante  
Capacidad: 300ml  
Colocación adosada a la pared: vertical  
Válvula anti-goteo

#### Especificaciones del embalaje

- Tipo de embalaje individual: Cartón individual y envoltorio de Cell Air
- Dimensiones del embalaje individual: 255 x 85 x 70 mm
- Dimensiones del producto: 250 x 70 x 60 mm
- Unidades por cartón: 12
- Unidades por palet: 432 (\*)

(\*) Altura no superior a 1,1m.

DOSIFICADORES DE JABÓN **GW04 06 04 02 Dosificador de jabón cilíndrico 300ml**



**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.